

ขั้นตอนการตรวจน้ำลาย

ข้อควรระวัง : 1 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ห้ามกิน ห้ามดื่ม ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ห้ามสูบบุหรี่ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำลายที่จะตรวจ



1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากปิดปากและจมูกอย่างมิดชิดแล้ว



2 ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์



3 เปิดฝากระปุกใส่น้ำลาย



4 ใช้นิ้วกดใส่น้ำลายปิดปากให้สนิทเพื่อให้น้ำลายรวมตัวอยู่ในปาก และอมอยู่ในปากประมาณ 1 นาที



5 ถอดหน้ากากออก ทุยน้ำลาย 1~2ml เข้าไปในกระปุกใส่น้ำลายเบาๆ ระวังอย่าให้น้ำลายรั่วซึมออกมาสัมผัสออกกระปุก



6 สวมหน้ากากให้เรียบร้อย



7 ปิดและหมุนฝากระปุกใส่น้ำลายให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำลายรั่วซึม



8 เช็ดพื้นผิวภายนอกของกระปุกให้สะอาดด้วยกระดาษชำระ



9 ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์

10 หลังจากใส่กระปุกน้ำลายลงในถุงพลาสติกแบบสองชั้นและกดปิดซิปล็อคสนิทแล้ว ให้ฆ่าเชื้อด้านนอกของถุงพลาสติกด้วยเจลแอลกอฮอล์

➔ **เสร็จสมบูรณ์**
✔