

衛生福利部疾病管制署 Taiwan Centers for Disease Control

# **LIMS 認可實驗室報告登打操作 說明** <sup>V2.0</sup>

# Wistron ITS

# 中華民國 112 年 05 月 15 日

|--|

## 版本變更記錄

版本	生效日	變更的章節/頁 數	變更原因	備註
V2.0	2023/05/15		功能及章節更新 認可實驗室報告登打	新增

版本	V2.0	檔名	認可實驗室報告登打	Wistron ITS 線軟資服

#### 目 錄

1	檢驗業務管理	. 1
1.1	合約、認可實驗室檢體收件	. 1
1.2	合約、認可實驗室檢驗報告登打	. 3

### 1 檢驗業務管理

#### 1.1 合約、認可實驗室檢體收件

登打報告前請需執行收件作業。(路徑:首頁 > 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗室檢體收件)
 >以【頁面單筆收件】為例:

🖻 檢體收件				批交收件
請輸入檢體Barcode :	11205300000029	自動判斷收件狀況	採檢次數:	
		檢體收件狀況		
檢體收件溫度:	冷藏	~	流水號:	
檢體收件狀況:	良好	~		
檢體收件日期:	112/05/15	17 💙 時 03 💙 分		
檢體不良狀況:	<ul> <li>無送驗單</li> <li>未完成送驗單登錄</li> <li>送驗檢體種類不符</li> <li>通送溫度不合規定</li> </ul>	<ul> <li>         接檢容器不正確         <ul> <li>             送驗資料不完整             </li> <li>             檢體量不足         </li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>         檢體送驗時效不當         <ul> <li>             送驗檢體種類及地點不符             </li> <li>             檢體容器破損或滲漏         </li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>未黏貼Bar-Code</li> <li>檢體量不足或檢體件數超過</li> <li>檢體件數與送驗單不符</li> </ul>
檢體不良狀況:	<ul> <li>無送驗單</li> <li>未完成送驗單登錄</li> <li>送驗檢體種類不符</li> <li>通送溫度不合規定</li> </ul>	<ul> <li>採檢容器不正確</li> <li>送驗資料不完整</li> <li>檢體量不足</li> </ul>	<ul> <li>         檢證送驗時效不當         <ul> <li>             送驗檢禮種類及地點不符             </li> <li>             檢體容器破損或滲漏         </li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>未點點Bar-Code</li> <li>檢體量不足或檢體件數超過</li> <li>檢體件數與送驗單不符</li> </ul>
送驗單未填寫項目:	<ul> <li>送驗機關</li> <li>送驗單位編號</li> <li>現住址</li> <li>發病日期</li> <li>採檢前投藥</li> <li>報告醫療院所名稱</li> </ul>	<ul> <li>送驗單位收件日期及勾選</li> <li>患者姓名</li> <li>性別</li> <li>採檢日期</li> <li>送驗機關電話</li> <li>診斷醫師姓名</li> </ul>	<ul> <li>收件檢禮種類</li> <li>病歷號碼</li> <li>出生日期</li> <li>疫苗接種總則數</li> <li>送驗機關傳真</li> <li>診斷醫師電話</li> </ul>	<ul> <li>送驗單位保存條件</li> <li>身分證字號</li> <li>送驗人</li> <li>疫苗最近接種日期及團選</li> <li>主要病症</li> <li>診斷醫師傳真</li> </ul>
檢體收件單位:	呼吸道細菌實驗室	~	收件人: 系統管理者	
		確定取消		

於「檢體收件」頁面,輸入 Barcode 編號後點選自動判斷收件狀況,檢體收件日期自動帶入當日日期,請 調整至實際收件日期並視是否有其他檢體不良狀況後,再按下確定後即可完成。

版本

V2.0

檔名 認可實驗室報告登打

🖻 檢 體 收 件					批交收件
請輸入檢體Barcode:	11205300000029	自動判斷收件狀況		採檢灾數: 1	
		檢體收留	≠狀況		
檢體收件溫度:	冷藏	Y		流水號:	
檢體收件狀況:-	□系統訊息		×		
檢體收件日期:	檢體編號:1120530000	00029 收件完成!			
檢體不良狀況 :			₩開閉	<ul> <li>□ 檢體送驗時效不當</li> <li>□ 送驗檢體種類及地點不符</li> <li>□ 檢體容器破損或滲漏</li> </ul>	<ul> <li>■ 未黏貼Bar-Code</li> <li>■ 檢體量不足或檢體件數超過</li> <li>■ 檢體件數與送驗單不符</li> </ul>
送驗單未填寫項目:	<ul> <li>这驗機關</li> <li>送驗單位編號</li> <li>現住址</li> <li>發病日期</li> <li>採檢前投藥</li> <li>報告醫療院所名稱</li> </ul>	<ul> <li>試驗單位收件日期</li> <li>患者姓名</li> <li>性別</li> <li>採檢日期</li> <li>送驗機關電話</li> <li>診斷醫師姓名</li> </ul>	及勾選	<ul> <li>收件檢體種類</li> <li>病歷號碼</li> <li>出生日期</li> <li>疫苗接種總劑數</li> <li>送驗機關傳真</li> <li>診斷醫師電話</li> </ul>	<ul> <li>送驗單位保存條件</li> <li>身分證字號</li> <li>送驗人</li> <li>疫苗最近接種日期及團選</li> <li>主要病症</li> <li>診斷醫師傳真</li> </ul>
檢體收件單位:	長庚醫療財團法人林口長	庚紀念醫院 ▼		收件人: 葛茂成	
		確定	取消		

wistron

緯創軟體股份有限公司

➤以【頁面批次收件】為例:(路徑:首頁 > 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗室檢體收件) 於「檢體收件」頁面,右上方批次收件按鈕。

<b>İ</b> 檢體收件			批次收件
請輸入檢體Barcode:	自動判斷收件狀況	採檢次數:	

● 於「查詢條件」頁面

▶【操作方式一】:Barcode 處鍵入或利用條碼機讀取欲收件號碼後執行批次匯入

	BarCode :	請輸入或掃描BarCo	ode					 		_
	已輸入BarCode:	03-109-080026	Ō	06-109-057857	ō					
					- 1	清除				
Ð	BarCode清單(打	采檢日超過三天調	青單 [	收件)					2	
	BarCode條碼。	新增日期							2	
	03-109-080026	110/03/29								
	03-109-183197	110/05/14								
8	04-105-105465	109/11/09								
9	04-105-105465 04-105-720517	109/11/09 108/11/05	1							
9	04-105-105465 04-105-720517 04-105-720518	109/11/09 108/11/05 108/11/06								
	04-105-105465 04-105-720517 04-105-720518 06-109-057857	109/11/09 108/11/05 108/11/06 110/05/21								
	04-105-105465 04-105-720517 04-105-720518 06-109-057857 06-109-057966	109/11/09 108/11/05 108/11/06 110/05/21 110/05/22								
	04-105-105465 04-105-720517 04-105-720518 06-109-057857 06-109-057966 06-109-057981	109/11/09 108/11/05 108/11/06 110/05/21 110/05/22 110/05/22								
	04-105-105465 04-105-720517 04-105-720518 06-109-057857 06-109-057966 06-109-057981 06-109-057987	109/11/09 108/11/05 108/11/06 110/05/21 110/05/22 110/05/22 110/05/23								

▶ 【操作方式二】:直接於下方顯示清單勾選多筆後執行批次確定。

版本	V2.0	檔名	認可實驗室報告登打	<b>いまたでの</b> 緯創軟體股份有限公司
----	------	----	-----------	----------------------------

	詢 條 件				
	BarCode :	請輸入或掃描Bar	Code		
	己輸入BarCode :				
				清	隙
Ē	BarCode清單(抄	采檢日超過三天	請單筆	筆收件)	
	BarCode條碼 •	新增日期			
•	03-109-080026	110/03/29			
	03-109-183197	110/05/14			
	04-105-105465	109/11/09			
	04-105-720517	108/11/05			
	04-105-720518	108/11/06			
	06-109-057857	110/0 网络果			×
	06-109-057966	110/0	法里卸		
	06-109-057981	110/0	自未訂	檢體批次收件成功	
	06-109-057987	110/0			
	06-109-057988	110/0			
	06-109-057989	110/0			
	06-109-058013	110/0		✓ 確定	
	06-109-058014	110/05/24			

#### 1.2 合約、認可實驗室檢驗報告登打

➤以【單筆報告登打】為例:(操作路徑:首頁 > 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗室檢驗報告登打) 於「查詢條件」頁面:完成收件作業後,可利用(1)報告狀態:未完成,或(2)送驗單號+報告狀態(未完 成),查詢欲登打之報告單,點選編輯。【備註】如查詢不到,請確認是否未收件(查詢條件:報告狀態: 未收件)。

首頁> 檢驗業務管理 > 合約 · 認可實驗室檢驗報告登打										
营 查 詢 條 件										
送驗單號(Barcode):	11205300000009				通報單號:					
檢體種類:	請選擇		~		送驗疾病:	請輸入「疾病類型」關鍵字 💙				
探檢日期起:	112/02/14				採檢日期迄:	112/02/21				
收件日期起:					收件日期迄:					
報告狀態:	1 ○ 未完成 ○ 已完	記成 🔵 未收件	•							
2 直詢 只直詢TB單 清除										
。 操作說明:蒙師(19CoV)驗到陽性僅需發陽性報告,不需特別選擇驗出其它疾病進行獨轉,以免法傳腸轉有誤!!報告登打說明講者										
討檢驗報告清單							(限定嚴肺)批	欠上傳報告 📗 批次報告登打		
	通報單號≑	檢體Barcode <del>▼</del>	送驗疾病 🗢	個案姓名 ≑	被採檢者姓名 ≑	採桧日期 ≑	採檢者類別 ♦	檢體種類≑		
編輯  列印		11205300000009	登革熱	邱大大	邱大大	112/02/21	其他或非法傳送驗	血清		
10 🗸 14 4 3	8 1 頁 共1頁	▶ ▶ 第1筆	到1筆/共1筆							

- 登打報告:報告頁面上方為個案基本資訊,下方為報告登打區塊。
- (1)送A疾病驗A疾病結果:視系統「送驗疾病」,依實際檢驗項目於血清學檢驗項目或病原體檢驗項目 新增檢驗方法及結果;系統依檢驗結果自動判斷「綜合檢驗結果」、「個案疾病綜合檢驗結果」(如有不 符可調整),並將當日日期帶入「檢驗結果完成日期」。最後再按中間儲存按鈕即完成報告發送。

版本	V2.0	檔名	認可實驗室報告登打	<b>いまたでの</b> 緯創軟體設份有限公司

實驗室資訊管理系統

40 50 60 60。70 🖬 登入者:



营 病 原 體 検	僉驗 項 目										新增
	檢驗方法 ≑	檢驗結果≑	大類 🗢	細類⇔	次分型 ≑	毐素鑑定≑	病毒量≑	抗藥性檢測結果♀	備註≑	分析筆記 ≑	附件檔名(
■除	<sup>爸</sup> 光定量聚合酶連鎖反應(real-time PCR)	陽性									

■ 如有其他方法請於「血清學檢驗項目」或「病原體檢驗項目」區塊點選<mark>新增</mark>按鈕。

以「病原體檢驗項目」為例:點選<mark>新增</mark>於「病原體檢驗報告」視窗,於「檢驗結果」項目以下拉選單方式 操作

實驗室資訊管理系	統						200	50 60	<b>60</b> ®	70 🞽	登入者:	€ €
横嶽單位 ⊽		横職》	実病別 ⇒		1	橫體編號♀				横	競狀況 ⇒	
				個案疾病綜合檢驗	結果							
通報疾病:												
送驗疾病:	登革熱	╞ 病原體檢驗報告	-			× 驗結果:	陽性					~
		檢驗方法:	螢光定量聚	合酶連鎖反應(real-t	ime PCR 🐱							
通報疾病:		檢驗結果:	陽性		~							
送驗疾病:	登革熱	病原體大類:	請選擇		~	驗結果:	陽性					~
是否驗出其他疾病:	○ 是 ○ ≧	病原體細類:	請選擇		~							
檢驗結果完成日期:	112/02/26		Adver um									
再採檢:	〇 是 〇 3	病原體火分型: 重	請選擇		~	檢日期:						
再採檢原因:	請選擇	毒素鑑定:	○ 是 ○	否		国_其它:						
是否傳真:	○ 是 ○ 3	病毒量:			copies/ml							
			填寫範例:									
🖻 血清學檢驗項目		1/1乘14-100,川后未:	Ampiciiiin:	k;Cettxime:S;Cettria	xone:S							新增
检验方	ī法 ≑					\$		3	分析筆記♀		附件檔	名≑
营 病 原 體 檢 驗 項 目												新増
檢驗方法≑		檢驗結果⇔	大類⇔	細類 🗢	次分型 🗢		病毐量≑	抗藥性檢測	結果 ♥	備註≑	分析筆記≑	附件檔名⇔

選擇後請點選儲存按鈕。

V2.0 版本

€ 登

**200 40 50 60 60 70**  登入者:

實驗室資訊管理系統

					個案疾病綜合檢驗	結果						
通報疾病:												
送驗疾病:	登革熱	Ē	病 原 體 檢 驗 報 告 ᡨᠵᢦᡄ		-		× 驗結果:	陽性				~
			病毒量:			copies/ml						
通報疾病:				· 博寶節例								
送驗疾病:	練革登		抗藥性檢測結果:	Ampicillin	i:R;Cefixime:S;Ceftria	xone:S	驗結果:	陽性				~
是否驗出其他疾病:	○ 是 ○ 召	<u>e</u>										
檢驗結果完成日期:	112/02/26		備註:									
再採檢:	○ 문 ○ 2	<u>*</u>					檢日期:					
再採檢原因:	請選擇		分析筆記:				周_其它:					
是否傳真:	○ 是 ○ 召	2				*						
			上傳附件:	選擇檔案	沒有選擇檔案							
营 血 清 學 檢 驗 項 目				儲存	關閉							新増
检验方	ī法 ≑						\$		分析筆記♥		附件檔	名 🗢
		-										
🖻 病 原 體 檢 驗 項 目												新增
檢驗方法 ⇒		檢	验結果 ◆	大顎⇔	細類 🗢	次分型 🔷	<b>毒素鑑定</b> 章	病毐量≎	抗藥性檢測結果 ⇒	備註≑	分析筆記 ≑	附件檔名

於「病原體檢驗項目」清單會顯示一筆資料,此筆資料如需調整請點選<mark>刪除</mark>按鈕,之後再重新增一次即 可。

賞驗至貧訊官埋系	統							40	50 60	) <b>60</b> @	70 🗠	登人者: 系統管理:	者 己登!
				ł	個案疾病綜合檢緊	腹結果							
通報疾病:													
送驗疾病:	登革熱					個案疾病綜合核	放驗結果:	陽性					~
					送驗單檢驗結	果							
通報疾病:													
送驗疾病:	燒革登					綜合相	啟驗結果:	陽性					~
是否驗出其他疾病:	○ 是 ○ 否												
檢驗結果完成日期:	112/02/26												
再採檢:	○ 是 ○ 否					再挑	彩檢日期:						
再採檢原因:	請選擇				~	再採檢原	因_其它:						
是否傳真:	○ 是 ○ 否												
					【儲存(新版)】 儲	馞							
营 血 清 學 檢 驗 項 目													新增
检驗方	5法 ≑	檢驗結界	₹ ≑	TITER 🗘	是否四倍上升 💲	備語	± ≑		÷	分析筆記 ≑		附件檔名《	¢
🖻 病 原 體 檢 驗 項 目													新増
検驗方法 △		檢驗結果 ≜	大類 ≙		細酒 🗅	次分型 ≙	<u> </u>	病毒量 ᅌ	抗藥性檢測	結果 ≙	(猫註 ≙	分析筆記 含	财件楼名
■除 螢光定量聚合酶連鎖反 PCR)	應(real-time	陽性											

- (2)送A疾病驗出B疾病結果:(如B疾病為法定傳染病,將自動通知法傳通報系統產生通報資料)
   ▶●點選是否驗出其他疾病→選『是』
  - ≻❷點選驗出疾病→❸編輯

版本

V2.0

				個案疾病	5 綜合檢驗	結果						
通報疾病:												
送驗疾病:	燒革螢					個案疾病綜合檢	融結果:	陽性				~
				送驗	單檢驗結學	果						
通報疾病:												
送驗疾病:	登革熱					綜合榜	驗結果:	陽性				~
1 是否驗出其他疾病:	● 是 ○ 否			3								
2 驗出疾病:	水痘併發症		```	請填入其他新	名			纑輯	]			
檢驗結果完成日期:	112/02/21											
再採檢:	○ 是 ○ 否					再採	《檢日期:					
再採檢原因:	請選擇				~	再採檢原	因_其它:					
是否傳真:	○ 문 ○ 否											
				I	儲存							
营 血 清 學 檢 驗 項 目												新増
检验方	"法 ≑	檢驗結界	ŧ¢ T	ITER 章 是否四	9倍上升 ♀	備註			分析筆記᠅		附件檔名	¢
副除 抗體檢測(El	LISA-IgG )	陽性	:	2.2(+)								
☐ 病原體檢驗項目												新增
檢驗方法⇒		檢驗結果᠅	大類 🗢	細	類 🗢	次分型 ≑		病毐量 ≑	抗藥性檢測結果 ≑	備註≑	分析筆記 ≑	附件檔名《
登光定量聚合酶連鎖反應     PCR)	≝(real-time	陽性										

▶●請輸入其他病名-點選<mark>編輯</mark>按鈕

一般 田 兵 他 佚 抦			·····································	を除な田					
			<u></u> 经 舰 单 1	思微和木					
原送驗疾病:	燒革螢			LIMS	加驗疾病:	水痘併發症			
檢體綜合檢驗結果:	陽性		~						
是否再採檢:	○ 是 ○	否		是否驗出	其他疾病:	○ 是 ○	否		
			血清學	副檢驗					
新増檢驗方法	請選擇	✔ 檢驗結果	請選擇	✓ Titer			是否四倍上升	請選擇	•
檢驗方法 ⇒		檢驗結界	t \$		TITER ≑		E	是否四倍上升 ≑	
抗體檢測(ELISA-Ig	IG )	陽性			2.2			是	>
			病原覺	豊檢驗					
新增檢驗方法	請選擇	✔ 檢驗結果 請	選擇 🗸 🗡	類 請選擇	<b>~</b> 細	頬 請選擇	▼ 次	分型 請選擇	~
檢驗方法⇔		檢驗結果⇔	大獎	₫ ⇔		細類 ≑		次分型 ⇒	
			儲存	關閉					
【批次報告登扌	⊤】為例	:(操作路徑:	首頁 > 檢	驗業務管	理>合	約、認	可實驗室	<b>檢驗報告</b> 登	打)

➤以【批次報告登打】為例:(操作路徑:首頁 > 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗於「檢核報告清單」區塊,右側上方點選<mark>批次報告登打</mark>按鈕。

V2.0 版本

首頁 > 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗證	2檢驗報告登打				
🖻 查詢條件					
送驗單號(Barcode):			通報單號:		
檢體種類:	請選擇	•	送驗疾病:	請輸入「疾病類型」關鍵字 🗸	
採檢日期起:	112/01/12		採檢日期迄:	112/01/19	<u></u>
收件日期起:			收件日期迄:		<b></b>
報告狀態:	● 未完成 ○ 己完成 ○ 未收件				
		查詢  只查謝	TB單 清除		
			操作語	說明:嚴肺(19CoV)驗到陽性僅需發陽性報:	告,不需特別選擇驗出其它疾病進行!
局 ☆ 睦 起 生 法 器				(四字器柱	2.11.カレ体わた 川 カおた 致打

■ Home / 微瞳微微流径 / 認可加火	Indine / 依羅成敵派住 / 認当地大量11教育					
☐ 批次輸入送驗單號						
檢體Barcode:	」 請輸入或標描送驗BarCode <mark>輸入後−按 cntcr</mark>					
已登錄檢體BarCode:	11205300000004 💼 112053042000005 💼					
	批次作業					

於「批次輸入送驗單號」頁面,在「輸入檢驗結果」畫面,會帶出相關資訊及疾病之檢驗方法,請填寫檢驗結果及紅框內資訊,點選儲存按鈕。
A Home / 物理細胞程 / 範囲統是新展展

╞ 批次輸入送驗單號				
检键Barcode:	請輸入或掃描送驗BarCode			
已登錄檢讀BarCode:	112053000000004 112053042000005			
	批方	2作業		
■ 輸入檢驗結果				
检验综合检验结果:		检驗結果通知日期:	112/01/19	
個案综合檢驗結果:	曜性 ~			
	检驗方法	结果登錄		
該方法套用之疾病:	至率熱			
检驗方法:	營光定置聚合酶這鎖反應(real-time PCR)	检驗結果:	陽性	*
大類/細類/交分型:	読選擇 🗸 読選擇		✔ 請選擇	~
該方法套用之疾病:	- 登革熱			
检驗方法:	抗體檢測(ELISA-IgG)	检驗結果:	請選擇	*
Titer :		是否四倍上升:	○륜 ○香	
該方法套用之疾病:	登革熟			
检驗方法:	抗體檢測(EUSA-IgM)	检驗結果:	請選擇	~
Titer :		是否四倍上升:	○륜 ○ <u>┲</u>	
該方法套用之疾病:	월 <b>≭</b> 했			
检驗方法:	登革熱N51抗原悅測	检驗結果:	請選擇	~
Titer :		是否四倍上升:	· ○是 ○酉	
		存 存		

➤以【(限定嚴肺)批次上傳報告】為例:(操作路徑:首頁 > 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗室檢驗報 告登打)

於「檢核報告清單」區塊,右側上方點選(限定嚴肺)批次上傳報告按鈕。
※僅限非法傳送驗之嚴重特殊傳染性肺炎報告上傳

V2.0 版本

首頁> 檢驗業務管理 > 合約、認可實驗留	2檢驗報告登打				
<b>营</b> 查詢條件					
送驗單號(Barcode):			通報單號:		
檢體種類:	請選擇	~	送驗疾病:	請輸入「疾病類型」關鍵字 🗸	
採檢日期起:	112/01/23		採檢日期迄:	112/01/30	
收件日期起:			收件日期迄:		
報告狀態:	● 未完成 ○ 已完成 ○ 未收件				
		查詢	TB單 清除		
首頁公告說明,謝謝!!					
				(限定嚴財	5)批交上傳報告 批次報告登打

#### 於「檢核報告清單」區塊,下方點選<mark>檢驗結果批次上傳</mark>按鈕。

	□ 嚴肺(19Cov)批次上傳報告-查詢條件					
查詢狀態:	● 檔案上傳狀態 ○ 資料同步狀態(上傳成功後)					
檔案名稱:						
上傳日期(起):			上傳日期(迄):			
		查詢 手動同步				
		檢驗結果批实上傳				
				注意:此功能僅可快速登打 嚴重特殊傳染性肺炎		
╞ 檢驗結果批次上傳狀態	5清單					

於「嚴肺檢核結果上傳」視窗,按選擇檔案點選匯入按鈕。

	<b>專報告 - 查詢條件</b>
查詢狀態:	● 福楽上傳 ● ExcelUploadFor19COV - My ASP.NET Application - Google Chrome - □ ×
檔案名稱:	■ lims.cdc.gov.tw/SamplingProgress/ExcelUploadFor19COV
上傳日期(起):	上傳資料語     選擇權案       徑:        匯入     下載EXCEL_範例檔
	注意:此功
☐ 檢驗結果批次上傳狀創	振清單 一

※注意事項:(無限制上傳筆數.報告內容限制.等待訊息畫面)

於「嚴肺(19Cov)批次上傳報告-查詢條件」頁面
 >以查詢狀態為【檔案上傳狀態】為例:

- 在檔案名稱項目,輸入已上傳之檔案名稱(需輸入檔案全名包含附檔名,例:19CoV 批次登打報告\_陰性.xlsx),如不輸入空白即可。
- 選擇需查詢之上傳日期起迄區間(有輸入日期可縮短查詢時間),如不輸入空白即可,點選查詢按鈕。
- 在「檢驗結果批次上傳狀態清單」區塊會顯示上傳相關資訊(檔案名稱、上傳日期、上傳人員、處理總筆 數、成功筆數、失敗筆數及狀態),如有失敗筆數,可於狀態欄位點選查詢即會顯示失敗原因。

查詢狀態: ○ 檔案上傳狀態 ○ 資料同步狀態(上傳成功後)													
福案名稱:													
上傳日期(起): 111	111/11/11				上傳日期(迄): 111/11/30								
查詢 手動同步													
—————————————————————————————————————													
檔案名稱:	上傅日期≎	上傅人員《	處理總筆	數: 成功筆數:	失敗筆數								
批次報告上傳-認可實驗室v2.xlsx	111-11-29 23:05:47	周光祺	1	0	1	查詢							
批次報告上傳-認可實驗室v2.xlsx	111-11-29 23:03:25	周光祺	1	1	0								
批灾報告上傳-認可實驗室v2.xlsx	111-11-29 22:48:15	周光祺	1	■批次狀態查	批次狀態查詢 *								
批次報告上傳-認可實驗室v2.xlsx	111-11-29 22:36:56	周光祺	1			(4 m							
批灾報告上傳-認可實驗室v2.xlsx	111-11-29 22:35:57	周光祺	1	結果									
批次報告上傳-認可實驗室.xlsx	111-11-28 23:54:31	周光祺	1	第2列資料,此BarCode已登打過報告,請重新檢查後再上 傳。									
批次報告上傳-認可實驗室.xlsx	111-11-28 23:52:45	周光祺	1										
批次報告上傳-認可實驗室.xlsx	111-11-28 23:52:07	周光祺	1										
批次報告上傳-認可實驗室.xlsx	111-11-28 23:48:14	周光祺	1										
批次報告上傳-認可實驗室.xlsx	111-11-28 23:45:13	系統管理者	1				v n∉∠E						

▶以查詢狀態為【資料同步狀態(上傳成功後)】為例:

- 在 Bar-Code 編號項目,輸入需查詢的 Barcode 編號,如不輸入空白即可。
- 選擇需查詢之上傳日期起迄區間(有輸入日期可縮短查詢時間),如不輸入空白即可。
- 在「狀態」選擇「同步失敗」項目,點選<mark>查詢</mark>按鈕後,在「檢驗結果批次上傳狀態清單」區塊之狀態欄 位,可查詢失敗原因。

查詢狀態: ○ 檔案上傳狀態 ○ <sup></sup> 資料同步狀態(上傳成功後)														
Bar-Code	e編號 :													
上傳日期 (	(起):	112/01/29			上傳日期(迄)	: 112/01/30	112/01/30							
	狀態: (	○ 未同步 ○	同步成功 🔾 同步失敗											
▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●														
				檢驗結果	批突上傳									
炎(19Cov),會自動收件 自動研判 自動回傳法傳,檢驗方法限定為(螢光定量聚合酶連鎖反應(real-time PCR))														
	傳狀態	清單												
	通報單	≦編號⇔	檢體Barcode⇔	送驗疾病	指定收件單位 🗢	送驗單位⇔	檔案上傳日期 ≑	狀態⇔						
	Q11238	30200112	02-2301-0061183	嚴重特殊傳染性肺炎	衛生福利部桃園醫院	北區管制中心	112-01-30 08:17:02	BarCode:02-2301- 0061183,病原檢驗方 法新增失敗,請重新操 作。						
	Q11232	20101365	02-2301-0060159	嚴重特殊傳染性肺炎	衛生福利部桃園醫院	北區管制中心	112-01-29 23:45:22	BarCode:02-2301- 0060159,病原檢驗方 法新增失敗,請重新操 作,						
	Q112311100607		02-2301-0060642	嚴重特殊傳染性肺炎	衛生福利部桃園醫院	北區管制中心	112-01-29 19:25:46	BarCode:02-2301- 0060642,病原檢驗方 法新增失敗,請重新操 作。						
	Q11211	10600194	02-2301-9700575	嚴重特殊傳染性肺炎	衛生福利部桃園醫院	北區管制中心	112-01-29 09:25:58	BarCode:02-2301- 9700575,已有檢驗報 告,請重新操作。						
	Q11232	20300155	02-2301-0059387	嚴重特殊傳染性肺炎	衛生福利部桃園醫院	北區管制中心	112-01-29 09:25:58	BarCode:02-2301- 0059387,已有檢驗報 告,請重新操作。						