

# 流行性腦脊髓膜炎 (Meningoccal Meningitis)

## 一、臨床條件

發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識模糊、頸部僵直、出血性皮炎、瘀斑 (purpura)、譫妄、抽搐、昏迷及休克。

## 二、檢驗條件

臨床檢體 (血液或腦脊髓液) 分離並鑑定出腦膜炎雙球菌 (*Neisseria meningitidis*)。

## 三、流行病學條件

與確定病例具有密切接觸，即照護、同住，或與確定病例有呼吸道分泌物等接觸。

## 四、通報定義

具有下列任一個條件：

- (一) 符合臨床條件。
- (二) 經醫院自行檢驗，符合檢驗條件。

## 五、疾病分類

### (一) 可能病例：

符合臨床條件。

### (二) 極可能病例：

符合臨床條件 (噁心、嘔吐除外) 及流行病學條件。

### (三) 確定病例：

符合臨床條件及檢驗條件。

## 六、檢體採檢送驗事項

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時機	採檢規定	運送條件	注意事項
流行性腦 脊髓膜炎	全血	病原體檢 測	未投藥前 立即採檢	以採血管採全血，立 即注入嗜氧性血液培 養瓶（血液與培養液 比例為 1:5 至 1:10）。	常溫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.採檢種類由臨床 醫師依症狀採檢，檢 體採檢應由醫師執 行為原則。</li> <li>2.全血採檢步驟請 參考第 3.1 節。</li> <li>3.腦脊髓液採檢步 驟請參考第 3.6 節， 由醫師採檢。</li> <li>4.腦脊髓膜炎球菌 易死亡，採檢後 24 小時內送達檢驗單 位。</li> <li>5.送菌株，應註明來 源（如全血），請採 檢單位自備巧克力 培養基。</li> </ol>
	腦脊髓液			以無菌容器收集至少 1 mL 腦脊髓液。		
	菌株	菌株鑑定		接種於巧克力培養 基，以封口膜 （paraffin）密封，並 加夾鏈袋運送。	常溫(B 類感染性 物質包 裝)	