






國產卡介苗 與 日本製卡介苗 相異比較表

廠 牌	國產皮內注射型卡介苗	日本製皮內注射型卡介苗
保存溫度	8°C 以下	2-8°C
單次接種之懸浮液體積	不論年齡均為 0.1 毫升(mL)	未滿 1 歲：0.05 毫升(mL) 1 歲以上：0.1 毫升(mL)
單次接種之懸浮液劑量	不論年齡均為 0.05 毫克(mg)	未滿 1 歲：0.025 毫克(mg) 1 歲以上：0.05 毫克(mg)
卡介苗	10 支安瓿/盒 1.5 毫克(mg)/安瓿 	100 支安瓿/盒 0.5 毫克(mg)/安瓿 
一瓶可接種人次數	原則上可提供 30 人次	原則上可提供 20 人次
稀釋液	生理食鹽水：60 支塑膠安瓿/盒、 20 毫升(mL)/塑膠安瓿 破損/染污時，可另購同廠牌使用 	專用稀釋液：100 支安瓿/盒 1 毫升(mL)/玻璃安瓿 破損/染污時，無其他替代用品 
卡介苗撥瓶時是否需使用安瓿切割器	不需要，可直接撥瓶	需要 
稀釋方式	僅抽 3 毫升(mL)生理食鹽水之稀釋液，先注入一半於卡介苗安瓿內，搖勻後再注入另一半，剩餘稀釋丟棄不用。	抽完瓶內 1 毫升(mL)稀釋液，全部注入卡介苗安瓿內搖勻。
稀釋後懸浮液儲存時限	稀釋後持續保冷(2-4°C)、避光保存，並於 2 小時內用畢。	稀釋後持續保冷(2-4°C)、避光保存，並於 6 小時內用畢。

備註：其餘相同部分不在本表呈現，請依現行作業方式執行。